


(組み立て方と使用方法)

- 1) 本データをA4の紙に印刷して、上記の線に沿って切り抜いて下さい。
- 2) 各番号同士を合わせるようには貼り付けてください。
- 3) ベルト部分を首に回して、中心の広い部分で手術部を完全に覆う事が出来れば、大概の場合、シャワープロテクターをお使いいただけます。



本型紙は、あくまでも保護範囲の確認用となります。型紙で手術部が隠せても首の状態（やせている、腫れがある等）によりお使いいただけない場合がございます。ご注意ください。